



Code : EPIDO
Fiche technique
Version : 15
Date : 20/02/2026



IDOS^{NG}

EPIDOSERM



SAVON MAINS DÉSINFECTANT

ATOUTS

- MOUSSANT
- SANS PARFUM
- PH NEUTRE

BIOCIDE TP1.

Type de préparation :
prêt à l'emploi, à effet curatif.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : bleu

Odeur : in situ

pH à l'état pur : $7,0 \pm 0,5$

Densité à 20°C : $1,000 \pm 0,005$

Solubilité : totale dans l'eau

CONDITIONNEMENTS :

Carton 2 x 5 L

Carton de 12 x 500 ml flacon pompe

Flacon en PET et jerrycan en PEHD
entièrement recyclables.




TRAITEMENT
DES EAUX USAGÉES
par station d'épuration
intégrée au site de production



MODE D'EMPLOI :

Utiliser la quantité suffisante d'**IDOS EPIDOSERM NG** pour enduire parfaitement tout l'épiderme des mains. Frotter durant une minute minimum, en insistant au niveau des extrémités des doigts et espaces interdigitaux.

Rincer abondamment à l'eau claire.



Pendant 1 minute.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel.

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NATURE CHIMIQUE :

- Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 14 g/L
- Substance activité biocide : digluconate de chlorhexidine (CAS 18472-51-0) : 2,8 g/L
- Tensio actif amphotère
- Tensio actifs non ioniques
- Agents épaississants

UTILISATION :

IDOS EPIDOSERM NG est une solution lavante destinée au lavage et à la désinfection bactéricide et virucide des mains uniquement.

PROPRIÉTÉS :

IDOS EPIDOSERM NG à l'état pur est conforme aux normes suivantes, à 20°C :

NB 1 : Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité.

NB 2 : Bactéricide = sur les souches standards de la norme.

		Temps de contact
Bactéricides	EN 1276	1 minute - En conditions de saleté
	EN 1499	30 secondes
Virucide (virus enveloppés)	EN 14476 (sur MVA)	30 secondes

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Produit d'usage externe, ne pas avaler.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.
- Produit désinfectant pouvant entraîner une irritation cutanée en cas d'utilisation excessive ou dans le cas de rinçage incomplet.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas étiquetage
☒ Etiquetage : **H412**
☐ Etiquetage additionnel

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☒ Non Soumis
☐ Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10.00